



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## re::Lab Eppendorf® Safe-Lock Reaktionsgefäße 0,5 ml, farblos, 500 Stück

Sonderangebot

**34,79 €**

Normalpreis

**49,70 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

**Hinweis: Starke Preisreduzierung!** Artikel kann Gebrauchsspuren, eine beschädigte Verpackung oder ein abgelaufenes Mindesthaltbarkeitsdatum enthalten. Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. Nur solange der Vorrat reicht.

### **Eppendorf Safe Lock Tubes aus PP in verschiedenen Farben und Qualitätssufen.**

Der Klappdeckel verhindert ungewolltes Aufspringen.

Zentrifugationsbeständigkeit bis zu 30.000 x g.

Mattierter Deckel und Außenseite zum Beschriften.

Anwendungstemperatur von -86°C bis 100°C.

Autoklavierbar in geöffnetem Zustand.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	VB-0319_RELAB
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-2313
EAN	4058072188320
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	0.5 ml
steril	Nein
Höhe	30 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Push-on/Steckverschluss
TBST MAX	100 °C
TBST MIN	-86 °C

