



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



re::Lab Eppendorf® Conical Tubes, 45 mL, PCR clean, farblos, 240Tubes

Sonderangebot


72,10 €

Normalpreis

103,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Hinweis: Starke Preisreduzierung! Artikel kann Gebrauchsspuren, eine beschädigte Verpackung oder ein abgelaufenes Mindesthaltbarkeitsdatum enthalten. Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. Nur solange der Vorrat reicht.

Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50, 45 mL, PCR clean, farblos, 240 Tubes (8 Beutel × 30 Tubes) – Hochwertiges Rohmaterial gemäß USP-Klasse 6 sowie Verzicht auf Entformungshilfen, Weichmacher und Biozide während der Herstellung garantieren höchste Probenintegrität, hohe g-Safe® -Zentrifugationsbeständigkeit und optimale Proben- und Pelletsichtbarkeit. – Der Deckel mit abgeflachten und gerillten Seiten unterstützt die anwenderfreundliche, ergonomische Handhabung, ermöglicht eine stabile, aufrechte Positionierung und minimiert das Kontaminationsrisiko. – Neu! Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50 für schnelles Öffnen und Schließen in routinemäßigen Mehrschrittprotokollen. – Neu! Conical Tubes SnapTec® 50 können bei 121 °C 20 Minuten lang autoklaviert werden – Zuverlässiges und sicheres Beschriften dank des großen Beschriftungsfelds auf dem Gefäß und des flachen, hellen Deckels – Hohe g-Safe-Zentrifugationsbeständigkeit für bis zu 17.000 x g – Hohe Maßgenauigkeit für maximale Kompatibilität mit Zentrifugenrotoren, Mischern und Schüttlern – Optimale Proben- und Pelletsichtbarkeit – Steril, pyrogen-, DNase-, RNase- und DNA-frei. Jedes Los wird auf Qualität und Reinheit geprüft und zertifiziert

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-3966_RELAB
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072986551
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (klar)
Material	Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Volumen	45 ml
steril	Nein

