



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



re::Lab Eppendorf® Mastercycler® nexus X2e, 230 V/50 - 60 Hz (EU)

Sonderangebot
4.326,60 €
Normalpreis
7.211,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Hinweis: Starke Preisreduzierung! Artikel kann Gebrauchsspuren, eine beschädigte Verpackung oder ein abgelaufenes Mindesthaltbarkeitsdatum enthalten. Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. Nur solange der Vorrat reicht.

Mit dem vielseitigen Mastercycler® nexus können Sie die PCR-Verbrauchsartikel wählen, die am besten zu Ihrem Assay passen. Der PCR-Cycler nexus kann 96-Well-PCR-Platten, 0,2-mL-PCR-Gefäße, 0,2-mL-PCR-Gefäßstreifen und 0,5-mL-PCR-Gefäße aufnehmen. Mit einem Geräuschpegel von weniger als 40 dB[A] ist der nexus sehr leise und gleichzeitig energieeffizient.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-3866_RELAB
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072683740
autoklavierbar bei 121°C	Nein
steril	Nein

