

Aktion Freezer Rack Bundle: 25 x Kryoboxen + 1 Schrankeinschub, 136x136x53 mm, passend für Thermo Freezer TSX und



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657

## Aktion Freezer Rack Bundle: 25 x Kryoboxen + 1 Schrankeinschub, 136x136x53 mm, passend für Thermo Freezer TSX und TDE

Sonderangebot

**199,00 €**

Normalpreis

**321,00 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



# Beschreibung

## Aktionsartikel: 25x Kryoboxen inkl. 1x Edelstahl-Schrankeinschub

1 x Cryomaster® Edelstahl-Schrankeinschübe für alle Boxen mit der Grundfläche 136 x 136 mm (B x T)

25 x Die "neolabLine Kryobox - smart" ist eine Kryobox aus kältebeständigem und beschichtetem Karton. Somit ist diese Kartonbox zur Probenlagerung bei Tiefsttemperaturen von bis zu -86°C geeignet. Die Kryobox ohne Raster ist mit unterschiedlichen Rastereinsätzen flexibel auch als Aufbewahrungsbox in Ihrem Labor einsetzbar. Der Stülpedeckel hat an der Stirnseite ein praktisches Beschriftungsfeld zur einfachen Identifikation der Box oder des Inhalts.

Sie suchen eine **Vollausstattung**? Im folgenden finden Sie die Bestellmengen passend für unsere Aktionsartikel:

Bestellmengen	Artikel-Link	Name
16	<a href="#">PK-A0015</a>	Aktion: Thermo Ultratiefkühlschrank, <b>TSX40086V</b> , 549 Liter, 400 x 2" Boxen <b>inkl. GRATIS FLUICS Connect Pro Paket</b>
20	<a href="#">PK-A0016</a>	Aktion: Thermo Ultratiefkühlschrank, <b>TSX50086V</b> , 682 Liter, 500 x 2" Boxen <b>inkl. GRATIS FLUICS Connect Pro Paket</b>
24	<a href="#">PK-A0017</a>	Aktion: Thermo Ultratiefkühlschrank, <b>TSX60086V</b> , 816 Liter, 600 x 2" Boxen <b>inkl. GRATIS FLUICS Connect Pro Paket</b>
28	<a href="#">PK-A0018</a>	Aktion: Thermo Ultratiefkühlschrank, <b>TSX70086V</b> , 949 Liter, 2" Boxen <b>inkl. GRATIS FLUICS Connect Pro Paket</b>
16	<a href="#">PK-A0019</a>	Aktion: Thermo Ultratiefkühlschrank, <b>TDE40086FV</b> , 549 Liter, 400 x 2" Boxen <b>inkl. GRATIS FLUICS Connect Pro Paket</b>
20	<a href="#">PK-A0020</a>	Aktion: Thermo Ultratiefkühlschrank, <b>TDE50086FV</b> , 682 Liter, 500 x 2" Boxen <b>inkl. GRATIS FLUICS Connect Pro Paket</b>
24	<a href="#">PK-A0021</a>	Aktion: Thermo Ultratiefkühlschrank, <b>TDE60086FV</b> , 600 x 2" Boxen <b>inkl. GRATIS FLUICS Connect Pro Paket</b>

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	PK-A0022
Hersteller (Marke)	Cryomaster
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
steril	Nein
Boxen Eigenschaften	stapel- / zusammensteckbar   mit Verschluss / Deckel   mit Beschriftungsfeld   für verschiedene Gefäßtypen / Volumina   für lichtempfindliche Proben
Anzahl Fachböden / Gitter	5

