



Better Basics SmartRack® Starterset Biologie

Artikelbilder





Beschreibung

Das SmartRack® Starterset Biologie wurde speziell für die Arbeit im Bereich Biologie konzipiert und umfasst folgende einzelne Bestandteile (Artikelnummer der einzelnen Bestandteile zum besseren Verständnis in Klammern):

8 Bestandteile:

- 1 x SmartRack® (Art.-Nr. BS-0051)
- 2 x Halterung für Laborgewindeflaschen, 100 - 1000 ml (GL 45) (Art.-Nr. BS-0029)
- 2 x Ablagebox (Art.-Nr. BS-0001)
- 1 x Halterung für Pipetten - für 3 Pipetten mit Haken (Art.-Nr. BS-0014)
- 1 x Halterung für Pipettenspitzenboxen (Art.-Nr. BS-0033)
- 1 x Halterung für Mikroliterspritzen (Art.-Nr. BS-0031)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BS-0077
Hersteller (Marke)	Better Basics
steril	Nein

