



Better Basics Spender für Klebebänder

Artikelbilder

Beschreibung

Der Spender für Klebeband oder Beschriftungsband wurde zur Aufnahme von bis zu 6 Rollen mit einem Kernlochdurchmesser von ca. 25 mm (1 Zoll) bzw. ca. 76 mm (3 Zoll) mit einer Gesamtbreite von bis zu 160 mm entwickelt. Er besteht aus pulverbeschichtetem Stahl, Polyamid 12 und Edelstahl. Die gezahnte Ablängvorrichtung zum einfachen Abtrennen des Klebebandes oder Beschriftungsbandes erleichtert die einhändige Handhabung im Labor und ein sauberes Abtrennen. Der Spender für Klebeband oder Beschriftungsband ist leicht und einfach zu reinigen. Im Lieferumfang sind zwei Kerne zur Aufnahme von Rollen mit einem Kernlochdurchmesser von ca. 25 mm (1 Zoll) bzw. ca. 76 mm (3 Zoll) enthalten.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BS-0059
Hersteller (Marke)	Better Basics
steril	Nein

