



Better Basics SmartRack® mini Pipettieret

Artikelbilder





Beschreibung

Das SmartRack® mini Pipettierset wurde speziell für das Arbeiten mit Flüssigkeiten in kleinen Mengen konzipiert und umfasst folgende Bestandteile (Artikelnummer der einzelnen Bestandteile zum besseren Verständnis in Klammern):

9 Bestandteile:

- 1 x SmartRack® mini (Art.-Nr. BS-0052)
- 1 x Halterung für Müllbeutel (Art.-Nr. BS-0032)
- 1 x Halterung für Pipetten - für 3 Pipetten mit Haken (Art.-Nr. BS-0014)
- 2 x Halterung für Pipettenspitzenboxen (Art.-Nr. BS-0033)
- 2 x Halterung für Laborgewindeflaschen, 100 - 1000 ml (GL45) (Art. Nr. BS-0029)
- 2 x Halterung für Wellplates (Art.-Nr. BS-0043)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BS-0082
Hersteller (Marke)	Better Basics
steril	Nein

