



re:Lab Combi-Stopper

Artikelbilder



Beschreibung

Hinweis: Starke Preisreduzierung! Artikel kann Gebrauchsspuren, eine beschädigte Verpackung oder ein abgelaufenes Mindesthaltbarkeitsdatum enthalten. Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. Nur solange der Vorrat reicht.

Steriler Verschlusskonus für weibliche Lock-Anschlüsse

- Stopper gewährleisten einen sterilen Verschluss von weiblichen Lock-Anschlüssen nach Gebrauch

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TZ-0598_RELAB
Hersteller (Marke)	re::Lab
steril	Nein

