



re::Lab DISCOFIX ROT DREIW

Artikelbilder



Beschreibung

Hinweis: Starke Preisreduzierung! Artikel kann Gebrauchsspuren, eine beschädigte Verpackung oder ein abgelaufenes Mindesthaltbarkeitsdatum enthalten. Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. Nur solange der Vorrat reicht.

Mehrwegehahnsystem für Infusionstherapie und Monitoring

- Geeignet für alle in der Infusionstechnik eingesetzten Druckinfusionssysteme
- Durchflussbohrungen für unverfälschte Druckwerte
- Axial und radial bewegliche Überwurfmutter für sichere, schnelle Konnektion
- Druckbeständig bis 2 bar
- Nicht hergestellt mit PVC und Latex

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TZ-0595_RELAB
Hersteller (Marke)	re::Lab
Farbe	rot
steril	Nein

