



neoLab® Saugball für Pipetten, 2 ml, grau

Artikelbilder

Beschreibung

neoLab® Saugball für Pipetten, 2 ml, grau: Der neoLab® Saugball ist ein praktisches Zubehör für Pipettenanwendungen im Labor. Mit einem Fassungsvermögen von 2 ml und einer grauen Farbe ist er gut sichtbar und einfach zu handhaben. Der Saugball ermöglicht präzise Dosierungen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	DK-0316
Hersteller (Marke)	neoLab
steril	Nein

