



neoChoice Mini Leuchtplatte, grau, batteriebetrieben

Artikelbilder



Beschreibung

Mini LED Light Box spart Platz auf der Werkbank und kann in einer Schublade verstaut werden

Schlankes Lichtpaneel

LED-Lichtquelle. Farbtemperatur 5.300K +/- 270K

Der Betrachtungsbereich von 125 x 100 mm (5,1 x 4“) eignet sich perfekt für das schnelle Screening von 96-Well-Platten, Petrischalen, Elektrophorese-Gelen, Objektträgern und Folien

Stromversorgung durch sechs 1,5 V AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)

Abmessungen: 6,2 x 5,9 x 0,6 Zoll (158 x 150 x 14 mm)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-2021
Hersteller (Marke)	neoChoice
steril	Nein
Breite	158 mm
Höhe	14 mm
Tiefe	150 mm
Energieversorgung	Batterie

