



Bürkle Winkelbecher 1000 ml

Artikelbilder



Beschreibung

Schöpfbecher

Können per Schnappverbindung an Teleskopstangen montiert werden.

Best.-Nr. 7-8611

Winkelbecher, 1l

Best.-Nr. 7-8612

Pendelbecher, 1l

Pendelt sich automatisch in die Horizontale, geeignet für enge Schächte.

Zubehör: Teleskopstange (Best.-Nr. 7-8607 ff.)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KL-0845
Hersteller (Marke)	Bürkle
alte neoLab ArtikelNr.	7-8611
EAN	4058072267674
Durchmesser	130 mm
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	1000 ml
Material	Polypropylen (PP)
Material Becher	Polypropylen (PP)
Typ Flüssigkeitssammler	Schöpfbecher Winkelbecher
Typ Probennehmer	Flüssigkeitssammler
Volumen Becher	1000 ml
für Medium	Flüssigkeiten

