











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



Usbeck Becher aus 18/8, graduiert, 50 ml Inhalt

6,00 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Idealer Ersatz für Becher aus Glas oder Kunststoff, wenn außerordentliche Materialbeständigkeit gefordert ist.

Leicht zu reinigen, autoklavierbar. Chemisch resistent, graduiert.

Material: 18/8 Edelstahl

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	UB-0356
Hersteller (Marke)	Usbeck
alte neoLab ArtikelNr.	1-1179
EAN	4058072401573
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	56 mm
Farbe	silber
steril	Nein
Höhe	47 mm
Becher und Mensuren Eigenschaften	mit erhabener Graduierung mit besonderer chemikalischer Beständigkeit graduiert lebensmittelgeeignet
Material	Edelstahl
Farbe Graduierung	silber
Teilung	10 ml
Material Becher	Edelstahl
Typ Becher	Edelstahl-Becher
Volumen Becher	50 ml

