



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Usbeck Becher aus 18/8, graduiert, 30 ml Inhalt

5,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Idealer Ersatz für Becher aus Glas oder Kunststoff, wenn außerordentliche Materialbeständigkeit gefordert ist.

Leicht zu reinigen, autoklavierbar.

Chemisch resistent, graduiert.

Material: 18/8 Edelstahl

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	UB-0355
Hersteller (Marke)	Usbeck
alte neoLab ArtikelNr.	1-1178
EAN	4058072401566
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	51 mm
Farbe	silber
steril	Nein
Höhe	35 mm
Becher und Messuren Eigenschaften	mit erhabener Graduierung mit besonderer chemikalischer Beständigkeit graduiert lebensmittelgeeignet
Material	Edelstahl
Farbe Graduierung	silber
Material Becher	Edelstahl
Teilung	10 ml
Typ Becher	Edelstahl-Becher
Volumen Becher	30 ml

