



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Rasotherm Becherglas niedrige Form mit Ausguss, (Boro 3.3), 1000 ml

Sonderangebot

6,30 €

Normalpreis

8,03 € Ab

5,70 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die RASOTHERM® **Bechergläser**, niedere Form mit Ausguss sind aus besonders hitze- & chemikalienbeständigem Borosilikatglas 3.3 gefertigt.

Mit Graduierung.

Alle Gläser entsprechen höchsten Qualitätsstandards und werden nach den Vorgaben der aktuellen ISO Norm 3819 gefertigt.

Somit eignen sich die Bechergläser für viele Einsatzzwecke in Ihrem Labor.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-0159
Hersteller (Marke)	Rasotherm
EAN	4058072080938
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	105 mm
Farbe	transparent (klar)
steril	Nein
Form	niedrige Form
Höhe	145 mm
Becher und Messuren Eigenschaften	mit Ausguss graduirt lebensmittelgeeignet
Material	Borosilikatglas
Farbe Graduierung	weiß
Material Becher	Borosilikatglas
Typ Becher	Bechergläser
Volumen Becher	1000 ml

