




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Rasotherm Becherglas hohe Form mit Ausguss, (Boro 3.3), 3000 ml

Sonderangebot

**22,00 €**

Normalpreis

**28,20 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

Die RASOTHERM® **Bechergläser**, hohe Form mit Ausguss sind aus besonders hitze- & chemikalienbeständigem Borosilikatglas 3.3 gefertigt.

Mit Graduierung.

Alle Gläser entsprechen höchsten Qualitätsstandards und werden nach den Vorgaben der aktuellen ISO Norm 3819 gefertigt.

Somit eignen sich die Bechergläser für viele Einsatzzwecke in Ihrem Labor.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	1-0173
Hersteller (Marke)	Rasotherm
EAN	4058072080952
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	135 mm
Farbe	transparent (klar)
steril	Nein
Form	hohe Form
Höhe	280 mm
Becher und Messuren Eigenschaften	mit Ausguss graduirt lebensmittelgeeignet
Material	Borosilikatglas
Farbe Graduierung	weiß
Material Becher	Borosilikatglas
Typ Becher	Bechergläser
Volumen Becher	3000 ml

