



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Rasotherm Becherglas hohe Form mit Ausguss, (Boro 3.3), 2000 ml

Sonderangebot

10,60 €

Normalpreis

13,60 € Ab

9,61 €

zzgl. MwSt &

Versand

Product Images



Beschreibung

Die RASOTHERM® **Bechergläser**, hohe Form mit Ausguss sind aus besonders hitze- & chemikalienbeständigem Borosilikatglas 3.3 gefertigt.

Mit Graduierung.

Alle Gläser entsprechen höchsten Qualitätsstandards und werden nach den Vorgaben der aktuellen ISO Norm 3819 gefertigt.

Somit eignen sich die Bechergläser für viele Einsatzzwecke in Ihrem Labor.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-0172
Hersteller (Marke)	Rasotherm
EAN	4058072080945
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	120 mm
Farbe	transparent (klar)
steril	Nein
Form	hohe Form
Höhe	240 mm
Becher und Messuren Eigenschaften	mit Ausguss graduier lebensmittelgeeignet
Material	Borosilikatglas
Farbe Graduierung	weiß
Material Becher	Borosilikatglas
Typ Becher	Bechergläser
Volumen Becher	2000 ml

