



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Duranglas-Becher mit Henkel, 6 St./Pack

**30,10 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

### **Laborbecher** mit Henkel

Aus Glas, in zylindrischer Form.

Geeignet für Mikrowelle, Kühlschrank und Spülmaschine.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-1085
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072072247
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
steril	Nein
Becher und Messuren Eigenschaften	graduiert lebensmittelgeeignet
Material	Borosilikatglas DURAN
Material Becher	Borosilikatglas DURAN
Typ Becher	Becher mit Henkel
Volumen Becher	200 ml

