



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Email-Mensur, weiß, mit Henkel, 1000 ml

**36,30 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Mensuren aus Stahlblech mit Henkel und Ausguss, innen und außen weiß emailliert, innen graduiert.

Lieferbar in zwei Größen:

Best.-Nr. 2-2121

graduiert zu je 100 ml und 1/4, 1/2, 3/4 und 1l, 100 mm Ø

Graduierung schwarz.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-2121
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072059859
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Stahl
Volumen	1000 ml
Becher und Messuren Eigenschaften	mit Griff mit Ausguss graduiert
Farbe Graduierung	blau

