













Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



## neoLab® Email-Mensur, weiß, mit Henkel, 500 ml

29,30 € zzgl. MwSt & Versand

## **Product Images**



## **Beschreibung**

Mensuren aus Stahlblech mit Henkel und Ausguss, innen und außen weiß emailliert, innen graduiert.

Lieferbar in zwei Größen:

Best.-Nr. 2-2120 graduiert zu je 100 ml und 1/8, 1/4, 3/8, und 1/2 l, 80 mm Ø Graduierung schwarz.

## Zusätzliche Informationen

ArtNr.	2-2120
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072059842
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Stahl
Volumen	500 ml
Becher und Mensuren Eigenschaften	mit Griff mit Ausguss graduiert
Farbe Graduierung	blau

