



neoLab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neoLab® Email-Mensur, weiß, mit Henkel, 500 ml

**29,30 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Mensuren aus Stahlblech mit Henkel und Ausguss, innen und außen weiß emailliert, innen graduiert.

Lieferbar in zwei Größen:

Best.-Nr. 2-2120

graduiert zu je 100 ml und 1/8, 1/4, 3/8, und 1/2 l, 80 mm Ø

Graduierung schwarz.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-2120
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072059842
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Stahl
Volumen	500 ml
Becher und Messuren Eigenschaften	mit Griff mit Ausguss graduiert
Farbe Graduierung	blau

