



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Einmal-Pappbecher 500 ml, PE- beschichtet, 100 St./Pack

**57,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Unentbehrlich zum Abfüllen, Messen, Begutachten oder Mischen von Flüssigkeiten oder Pulver. Die PE-Beschichtung verhindert eine Durchfeuchtung des Bechers bei Nässe oder Feuchtigkeit. Polyethylen verhält sich grundwasserneutral und ist kompostierbar. Beim Verbrennen entsteht lediglich Wasserdampf und das unschädliche CO<sub>2</sub>, lebensmittelgeeignet.

Maße:

Best.-Nr. 1-7103

157 mm hoch, 90 mm Ø

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	1-7103
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072045043
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Durchmesser	90 mm
Farbe	Weiß
steril	Nein
Höhe	157 mm
Becher und Messuren Eigenschaften	für die 1xVerwendung
Material	Papier PE-beschichtet
Material Becher	Papier PE-beschichtet
Typ Becher	1xBecher
Volumen Becher	500 ml

