



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Becher 100 ml, PP, mit grünem Schraubdeckel, 100 Stck./Pack

**18,90 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Transparente, graduierte Becher aus PP mit 100 ml Inhalt.

Mit grünem Schraubverschluss, auslaufsicher und flüssigkeitsdicht, aus HD-PE (unsteril).

Druckfest und bruchstabil, stabil und standfest.

Große Öffnung für leichte und sichere Befüllung.

Schreibfeld auf Becher und mattierte Beschriftungsfläche auf Deckel.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-0100
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072047405
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Durchmesser	56 mm
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
steril	Nein
Höhe	70 mm
Becher und Messuren Eigenschaften	mit erhabener Graduierung mit Verschluss/Deckel mit Beschriftungsfeld für die 1xVerwendung
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
TBST MAX	100 °C
Material	Polypropylen (PP)
Farbe Verschluss/ Deckel	grün
Format/ Verpackung	einzeln. im Karton/ Spender
Material Becher	Polypropylen (PP)
Material Verschluss/ Deckel	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Typ Becher	Becher mit Deckel
Volumen Becher	100 ml

