



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neolab® Becher 100 ml, Schraubdeckel gelb,
strahlenster. einzeln verp., 150 St./Pack**

**90,50 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Transparente, graduierte Becher aus PP mit 100 ml Inhalt.

Mit gelbem Schraubverschluss, auslaufsicher und flüssigkeitsdicht, aus LD-PE (steril).

Druckfest und bruchsicher, stabil und standfest.

Große Öffnung für leichte und sichere Befüllung.

Schreibfeld auf Becher und mattierte Beschriftungsfläche auf Deckel.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-0102
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072047429
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Durchmesser	56 mm
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
steril	Ja
Höhe	70 mm
Becher und Messuren Eigenschaften	mit erhabener Graduierung mit Verschluss/Deckel mit Beschriftungsfeld für die IxVerwendung
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
TBST MAX	100 °C
Material	Polypropylen (PP)
Art der Sterilität	strahlensteril
Farbe Verschluss/ Deckel	gelb
Format/ Verpackung	einzel verpackt im Karton/ Spender
Material Becher	Polypropylen (PP)
Material Verschluss/ Deckel	Low-density-Polyethylen (LDPE)
Typ Becher	Becher mit Deckel
Volumen Becher	100 ml

