



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Mehrzweckbecher mit Schraubdeckel, 30ml, PP, unsteril

**111,80 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Mehrzweckbecher mit Schraubdeckel aus Polypropylen (PP) oder Polystyrol (PS). Geeignet zur Probennahme, Transport und Lagerung von festen, pastösen und flüssigen Stoffen. Auslaufsicher mit rotem Schraubverschluss unsteril oder einzeln steril verpackt

## Zusätzliche Informationen

---

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Art.-Nr.                          | 2-0160                                                   |
| Hersteller (Marke)                | neoLab                                                   |
| EAN                               | 4058072047689                                            |
| autoklavierbar bei 121°C          | Nein                                                     |
| Durchmesser                       | 42,5 mm                                                  |
| Farbe                             | transparent (milchig)                                    |
| Material                          | Polypropylen (PP)                                        |
| steril                            | Nein                                                     |
| Höhe                              | 46.5 mm                                                  |
| Becher und Messuren Eigenschaften | mit Verschluss/Deckel für die 1xVerwendung auslaufsicher |
| Typ Verschluss/ Deckel            | Schraubverschluss                                        |
| TBST MAX                          | 100 °C                                                   |
| Material                          | Polypropylen (PP)                                        |
| Abbildung                         | 1                                                        |
| Farbe Verschluss/ Deckel          | rot                                                      |
| Format/ Verpackung                | einzeln. im Karton/ Spender                              |
| Material Becher                   | Polypropylen (PP)                                        |
| Material Verschluss/ Deckel       | Polypropylen (PP)                                        |
| Typ Becher                        | Becher mit Deckel                                        |
| Volumen Becher                    | 30 ml                                                    |

