



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Mehrzweckbecher mit Schraubdeckel, 60 ml, PP, steril

84,10 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Mehrzweckbecher mit Schraubdeckel aus Polypropylen (PP) oder Polystyrol (PS). Geeignet zur Probennahme, Transport und Lagerung von festen, pastösen und flüssigen Stoffen. Auslaufsicher mit rotem Schraubverschluss unsteril oder einzeln steril verpackt

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-0163
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072047719
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Durchmesser	42,5 mm
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
steril	Ja
Höhe	65.5 mm
Becher und Messuren Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel mit Beschriftungsfeld graduier für die 1xVerwendung auslaufsicher
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
TBST MAX	100 °C
Material	Polypropylen (PP)
Abbildung	2
Farbe Graduierung	schwarz
Art der Sterilität	maschinensteril
Farbe Verschluss/ Deckel	rot
Format/ Verpackung	einzel verpackt
Material Becher	Polypropylen (PP)
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)
Typ Becher	Becher mit Deckel
Volumen Becher	60 ml

