



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Mehrzweckbecher mit Schraubdeckel, 120 ml, PP, unsteril

65,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Mehrzweckbecher mit Schraubdeckel aus Polypropylen (PP) oder Polystyrol (PS). Geeignet zur Probennahme, Transport und Lagerung von festen, pastösen und flüssigen Stoffen. Auslaufsicher mit rotem Schraubverschluss unsteril oder einzeln steril verpackt

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-0164
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072047726
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Durchmesser	62,5 mm
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
steril	Nein
Höhe	72.5 mm
Becher und Messuren Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel mit Beschriftungsfeld graduirt für die 1xVerwendung auslaufsicher
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
TBST MAX	100 °C
Material	Polypropylen (PP)
Abbildung	3
Farbe Graduierung	schwarz
Farbe Verschluss/ Deckel	rot
Format/ Verpackung	einzeln. im Karton/ Spender
Material Becher	Polypropylen (PP)
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)
Typ Becher	Becher mit Deckel
Volumen Becher	120 ml

