



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Einmal-Becher aus PS, 20 ml, 500 St./Pack

69,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Probenbecher aus PS.

Einsatzbereich von -20°C bis +70°C.

Zusätzliche Informationen

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Art.-Nr. | 2-1557 |
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| EAN | 4058072057404 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Nein |
| Durchmesser | 42 mm |
| Farbe | transparent (milchig) |
| steril | Nein |
| Höhe | 32 mm |
| Becher und Messuren Eigenschaften | mit Ausgusskante |
| TBST MAX | 70 °C |
| TBST MIN | -10 °C |
| Material | Polystyrol (PS) |
| Material Becher | Polystyrol (PS) |
| Typ Becher | 1xBecher |
| Volumen Becher | 20 ml |

