



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Einmal-Becher aus PS, 5 ml, 1000 St./Pack

**71,50 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Probenbecher aus PS.

Einsatzbereich von -20°C bis +70°C.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-1555
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072057381
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Durchmesser	32 mm
Farbe	transparent (milchig)
steril	Nein
Höhe	18 mm
Becher und Messuren Eigenschaften	mit Ausgusskante
TBST MAX	70 °C
TBST MIN	-10 °C
Material	Polystyrol (PS)
Material Becher	Polystyrol (PS)
Typ Becher	1xBecher
Volumen Becher	5 ml

