



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Einmal-Probendosen (PP), unsteril, 120 ml, 100 Stck./Pack

**88,50 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Dose für viele Anwendungsbereiche in Labor und Medizin, nicht steril.
Material: PP, autoklavierbar bis 121°C.

Zubehör: Deckel aus PE (nicht autoklavierbar) Best.-Nr. 2-1550

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1551
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072057367
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	61 mm
Farbe	transparent (milchig)
steril	Nein
Höhe	64 mm
Becher und Messuren Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit
TBST MAX	120 °C
TBST MIN	-10 °C
Material	Polypropylen (PP)
Material Becher	Polypropylen (PP)
Typ Becher	1xBecher
Volumen Becher	120 ml

