



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Einmal-Becher aus PS, 150 ml, 100 St./Pack

76,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Probenbecher aus PS.

Einsatzbereich von -20°C bis +70°C.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1559
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072057428
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Durchmesser	82 mm
Farbe	transparent (milchig)
steril	Nein
Höhe	65 mm
Becher und Messuren Eigenschaften	mit Ausgusskante
TBST MAX	70 °C
TBST MIN	-10 °C
Material	Polystyrol (PS)
Material Becher	Polystyrol (PS)
Typ Becher	1xBecher
Volumen Becher	150 ml

