



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Becher aus PP, 30 ml, gelb, 75 St./Pack

**9,17 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Becher aus PP, hochtransparent, der Inhalt ist optimal sichtbar.

Druckfest und bruchsticher.

Inhalt: 30 ml

Zubehör: Schnappdeckel aus PP (Best.-Nr. 2-0114)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-0113
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072047474
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	35 mm
Farbe	gelb
steril	Nein
Höhe	40 mm
Becher und Messuren Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit
TBST MAX	120 °C
TBST MIN	-10 °C
Material	Polypropylen (PP)
Material Becher	Polypropylen (PP)
Typ Becher	Becher mit Deckel
Volumen Becher	30 ml

