



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoLab® Probenaufbewahrungsdose, mit Sicherheitsverschluss, PP, 50 ml

Sonderangebot

6,90 €

Normalpreis

10,35 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die **Probenaufbewahrungsdosen** besitzen einen **einzigartigen Sicherheitsverschluss**, mit dem Sie Manipulationen ausschließen können. Die Dosen sind mit einer Art Siegel versehen, das beim ersten Öffnen gebrochen wird und somit eindeutig die geöffnete Dose anzeigt. Nach dem Einfüllen der Probe kann die geschlossene Dose wieder eindeutig als geschlossen gekennzeichnet werden, indem Sie den Sicherheitsverschluss verwenden. Zusätzlich können die 300 ml-Dosen über 2 Ösen mit Kabelbindern verschlossen werden. So stellen Sie sicher, dass die Probennahme eindeutig ohne Manipulation stattgefunden hat. Die Probenaufbewahrungsdosen bestehen aus hochreinem Polypropylen und lassen sich hervorragend für Lebensmittel einsetzen. Die Herstellung erfolgte unter Reinraumbedingungen. Sie erfüllen die CE-Norm 1935/2004.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-5263
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072181239
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Durchmesser	30 mm
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
steril	Nein
Höhe	83 mm
Becher und Messuren Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel lebensmittelgeeignet
Typ Verschluss/ Deckel	Originalitätsverschluss
Material	Polypropylen (PP)
Farbe Verschluss/ Deckel	transparent (kristallklar)
Format/ Verpackung	im Beutel
Material Becher	Polypropylen (PP)
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)
Typ Becher	Becher mit Deckel
Volumen Becher	50 ml

