



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Moonlab® Kunststoffbecher m. Ausguß o. Griff, 5000 ml, graduiert, natur, PP, 1 Stk

**13,06 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



# Beschreibung

---

## Kunststoffbecher aus PP mit Ausguss, ohne Griff

Dieser transparente robuste Becher aus Polypropylen ist die günstige Alternative zu Glas. Es ist chemisch resistent gegen viele Säuren, Laugen und Lösungsmittel.

- mit Ausguss
- graduiert
- autoklavierbar

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	4-0044
Hersteller (Marke)	Moonlab
EAN	4058072085506
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	165 mm
Farbe	transparent (milchig)
steril	Nein
Form	rund
Höhe	263 mm
Becher und Messuren Eigenschaften	mit Ausguss graduiert lebensmittelgeeignet
Material	Polypropylen (PP)
Farbe Graduierung	schwarz
Teilung	50 ml
Material Becher	Polypropylen (PP)
Typ Becher	Messbecher
Volumen Becher	5000 ml

