



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Moonlab® Kunststoffbecher m. Ausguß & Griff, 250 ml, graduiert, natur, PP, 1 Stk

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Kunststoffbecher aus PP mit Ausguss und Griff

Die günstige Alternative zu Glas. Sie sind chemisch resistent gegen viele Säuren und Laugen und manche Lösungsmittel.

- mit Ausguss
- graduiert
- autoklavierbar
- mit praktischem Griff

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-0047
Hersteller (Marke)	Moonlab
EAN	4058072085377
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	70 mm
Farbe	transparent (milchig)
steril	Nein
Form	rund
Höhe	94 mm
Becher und Messuren Eigenschaften	mit Griff mit Ausguss graduiert lebensmittelgeeignet
Material	Polypropylen (PP)
Farbe Graduierung	schwarz
Teilung	25 ml
Material Becher	Polypropylen (PP)
Typ Becher	Messbecher
Volumen Becher	250 ml

