



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Moonlab® Kunststoffbecher m. Ausguß o. Griff, 50 ml, graduiert, natur, PP, 1 Stk

1,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Kunststoffbecher aus PP mit Ausguss, ohne Griff

Dieser transparente robuste Becher aus Polypropylen ist die günstige Alternative zu Glas. Es ist chemisch resistent gegen viele Säuren, Laugen und Lösungsmittel.

- mit Ausguss
- graduiert
- autoklavierbar

Zusätzliche Informationen

| | |
|-----------------------------------|--|
| Art.-Nr. | 4-0038 |
| Hersteller (Marke) | Moonlab |
| EAN | 4058072085438 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Durchmesser | 47 mm |
| Farbe | transparent (milchig) |
| steril | Nein |
| Form | rund |
| Höhe | 59 mm |
| Becher und Messuren Eigenschaften | mit Ausguss graduiert lebensmittelgeeignet |
| Material | Polypropylen (PP) |
| Farbe Graduierung | schwarz |
| Material Becher | Polypropylen (PP) |
| Teilung | 2 ml |
| Typ Becher | Messbecher |
| Volumen Becher | 50 ml |

