



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Tripour-Becher aus PP, 800 ml, Pack a 100 St.

157,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Bruchssichere Becher mit drei speziell ausgeformten Ausguss-Kanten zur Vermeidung von Nachtropfen- dadurch mehr Sicherheit beim Ausgießen des Inhaltes.

- durchscheinend
- autoklavierbar
- weitgehend säurebeständig
- wieder verwendbar

Material: PP

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-4728
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072041120
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	107 mm
Farbe	transparent (klar)
steril	Nein
Höhe	133 mm
Becher und Messuren Eigenschaften	graduiert
Material	Polypropylen (PP)
Farbe Graduierung	transparent (milchig)
Teilung	50 ml
Material Becher	Polypropylen (PP)
Typ Becher	Tripour-Becher
Volumen Becher	800 ml

