




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Tripour-Becher aus PP, 250 ml, Pack a 100 St.

113,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Bruchsichere Becher mit drei speziell ausgeformten Ausguss-Kanten zur Vermeidung von Nachtropfen- dadurch mehr Sicherheit beim Ausgießen des Inhaltes.

- durchscheinend
- autoklavierbar
- weitgehend säurebeständig
- wieder verwendbar

Material: PP

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-4726
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072041106
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	76 mm
Farbe	transparent (klar)
steril	Nein
Höhe	90 mm
Becher und Messuren Eigenschaften	graduiert
Material	Polypropylen (PP)
Farbe Graduierung	transparent (milchig)
Material Becher	Polypropylen (PP)
Teilung	10 ml
Typ Becher	Tripour-Becher
Volumen Becher	250 ml

