



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neolab® Kunststoffbeutel aus LDPE, schwarz,
200 x 300 mm, 100 Stck./Pack**

**54,40 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Schwarze LDPE-Beutel für lichtempfindliche Proben, mit praktischem Schnellverschluss und Beschriftungsfeld.
Durch Zusammendrücken ist der Beutel blitzschnell und dicht verschlossen.
Folienstärke: 0,05 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-7134
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072045289
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Schwarz
Material	Low-Density-Polyethylen (LDPE)
steril	Nein
Beutel Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel mit Beschriftungsfeld für lichtempfindliche Proben
Breite	200 mm
Länge	300 mm
Typ Beutel	Probenbeutel Aufbewahrungsbeutel
Typ Verschluss/ Deckel	Selbstklebeverschluss
Dicke	0.05 mm

