



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Kunststoffbeutel mit Beschriftungsfeld, 200 x 300 mm, 100 Stck./Pack

27,10 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

LDPE-Beutel mit praktischem Schnellverschluss.

Durch Zusammendrücken der Beutel blitzschnell und dicht verschlossen.

Zum Aufbewahren oder Versenden von Proben geeignet.

Folienstärke: 0,05 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-7093
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072044954
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (klar)
Material	Low-Density-Polyethylen (LDPE)
steril	Nein
Beutel Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel mit Beschriftungsfeld
Breite	200 mm
Länge	300 mm
Typ Beutel	Aufbewahrungsbeutel Probenbeutel Versandbeutel
Typ Verschluss/ Deckel	Druckverschluss
Dicke	0.05 mm

