



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Siegelrandbeutel aus Alu- Verbundfolie, 100 x 250 mm, 100 Stck./Pack

107,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Best.-Nr. 7-0080

Siegelrandbeutel aus Aluminium-Verbundfolie, 117µm stark, 100 x 250 mm.
Weitere Größen auf Anfrage.

Das passende Folienschweißgerät bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------|--|
| Art.-Nr. | 7-0080 |
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| EAN | 4058072026929 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Nein |
| Farbe | Weiß |
| Material | Aluminium |
| steril | Nein |
| Beutel Eigenschaften | mit Verschluss/Deckel für lichtempfindliche Proben |
| Breite | 100 mm |
| Länge | 250 mm |
| Typ Beutel | Aufbewahrungsbeutel |
| Typ Verschluss/ Deckel | Siegelrandverschluss |
| Dicke | 0.12 mm |

