



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Siegelrandbeutel aus Alu- Verbundfolie, 150 x 300 mm, 100 Stck./Pack

108,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Best.-Nr. 7-0081

Siegelrandbeutel aus Aluminium-Verbundfolie, 117µm stark, 150 x 300 mm.
Weitere Größen auf Anfrage.

Das passende Folienschweißgerät bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0081
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072026936
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Weiß
Material	Aluminium
steril	Nein
Beutel Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel für lichtempfindliche Proben
Breite	150 mm
Länge	300 mm
Typ Beutel	Aufbewahrungsbeutel
Typ Verschluss/ Deckel	Siegelrandverschluss
Dicke	0.12 mm

