



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® stericlin®-Klarsichtbeutel, 15 x 30 cm, 1000 Stck./Pack

173,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Best.-Nr. 7-0085

Stericlin[®]-Klarsichtbeutel ohne Seitenfalte (KBOS), zum Sterilisieren von Kleingeräten.
Mit 3 Indikatoren für STEAM-; EO und FORM-Sterilisation.
CE, EN 868

Das passende Folienschweißgerät bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0085
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072026974
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	weiß transparent (klar)
Material	Papier Polypropylen (PP)
steril	Nein
Beutel Eigenschaften	mit Sterilisationsindikator
Breite	150 mm
Länge	300 mm
Typ Beutel	Aufbewahrungsbeutel
Dicke	0.05 mm

