



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Sterilisationsbeutel 300x390 mm ohne Falte, selbstklebend

103,50 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Selbstklebende Klarsichtbeutel ohne Falte mit manuell verschließbarem Selbstklebestreifen (Breite 19 mm)
Eingriffsöffnung für leichteres Öffnen durch peelen.
Mit Dampf- und EO-Gas-Indikator.

Zur Verpackung verschiedener Produkte (Wäsche, Tablett, Binden, Kompressen, medizinische Instrumente usw.), die einer Sterilisation durch Dampf, GAS (EO und FO) unterzogen werden. Das Papier entspricht den Anforderungen der ISO 11607/EN868. Es besteht aus Papier 68 g/m² und Folie 12 µPET/38 µPP, Indikatoren für Dampf, EO und Formaldehyd-Sterilisation. Nicht geeignet für Heißluft, Gamma und Wasserstoffperoxidsterilisation.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-1965
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072154547
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	grün
Material	Papier Polyethylenterephthalat (PET) Polypropylen (PP)
Beutel Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel mit Sterilisationsindikator
Breite	300 mm
Länge	390 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Selbstklebeverschluss
Farbe Verschluss/ Deckel	gelb

