



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neolab® Ziplock Beutel, Verschluss gelb, Gr.
400x500 mm, 2 x 30 Stck./Pack**

**25,90 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Transparenter Kunststoffbeutel mit gelbem Zip-Verschluss (Gleitverschluss). Proben lassen sich durch den farbigen Verschluss leicht differenzieren. Schnelles, einfaches verschließen. Idealer Beutel für Kleinteile und Proben.

- Material LDPE
- Gebrauchstemperatur: -50 bis 75°C
- Folienstärke von 0,05 bis 0,10 mm
- Mehrfach verwendbar

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-7341
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072046415
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (klar) gelb
Material	Low-Density-Polyethylen (LDPE)
steril	Nein
Beutel Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel
Breite	500 mm
Länge	400 mm
Typ Beutel	Aufbewahrungsbeutel Versandbeutel
Typ Verschluss/ Deckel	Duckverschluss mit Schieber (z.B. Ziplock®)
TBST MAX	75 °C
TBST MIN	-50 °C
Dicke	0.1 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	gelb

