



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® BagPage Beutel mit Membranfilter, steril, 500 Stck./Pack

135,70 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

BagPage® sterile Kunststoffbeutel mit zwei Bereichen, getrennt durch einen durchgehenden Membranfilter, hervorragend geeignet für feste oder zähflüssige Produkte wie Käse, Mehl oder Backwaren.

- Bereiche gesondert markiert
- gammasterilisiert
- hoch beständig
- perforierter Plastikfilter

Maße: 19 x 30 cm

Volumen: 400 ml

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1381
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072056346
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Volumen	400 ml
steril	Ja
Breite	190 mm
Länge	300 mm
Typ Beutel	BagPage® 400 ml für BagMixer®
für Medium	Faserige Medien Zähflüssige Medien

