



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neolab® Beutel zu BagMixer 2-1082, 18 x 30 cm,
50 St./Pack**

**24,30 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Zum Extrahieren, Mischen, Homogenisieren und Dispergieren. Proben werden in einem sterilen Kunststoffbeutel eingeschlossen (evtl. unter Zugabe von Verdünnungsmittel) und in das Gerät eingespannt. Die Schlagblätter zerreiben die Probe, ohne dass die Probe in Kontakt mit dem Mixer kommt. Es genügt meist eine Dauer von 30-60 Sekunden. Die Schlaggeschwindigkeit ist regulierbar (6-10 Schläge/Sekunde). Gehäuse und Mischkammer aus Edelstahl leicht zu reinigen durch vollständig öffnende Verschlussklappe doppelte Sicherheitsklappe mit Sichtfenster, wasserdicht vor- und rückstellbare Mischblätter zur Anpassung an Probengröße und -art (patentiert) Mischblätter austauschbar mit Abtropfschale Technische Daten Modell BagMixer®400VW Timer: 30-210 Sekunden Maße: 40 x 27 x 26 cm Gewicht: 16,5 kg Passend dazu die sterilen Beutel 2-1083 in der Größe 18 x 13 cm.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1083
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072055448
Farbe	transparent (klar)
Material	Low-Density-Polyethylen (LDPE, Multilayer®)
steril	Ja
Breite	30 mm
Länge	18 mm
Typ Beutel	Sterile Beutel für Bagmixer® 400VW
für Art.-Nr.	2-1082

