



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Whirl Pak® Kunststoffbeutel mit Schriftfeld, selbststehend, steril, PE

47,70 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Diese **selbststehenden Whirl Pak® Beutel** erleichtern das Probenhandling. Sie müssen nicht mehr festgehalten werden und dadurch hat der Anwender die Möglichkeit, wichtige Laborfunktionen mit beiden Händen auszuführen. Der Boden der selbststehenden Beutel entfaltet sich, wenn eine Probe in das Innere des Beutels gelegt wird. Dadurch kann der Beutel unabhängig aufrecht stehen. Die selbststehenden Whirl Pak Beutel funktionieren genauso wie eine Flasche oder ein Becher. Sie kosten jedoch weniger, sind sterilisiert, splitterfrei und verbrauchen nur einen Bruchteil des Lagerplatzes, der für Flaschen und Becher erforderlich wäre.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-7280
Hersteller (Marke)	Whirl Pak
EAN	4058072155100
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (klar)
Material	Low-Density-Polyethylen (LDPE)
Volumen	118 ml
steril	Ja
Beutel Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel mit Beschriftungsfeld
Breite	75 mm
Länge	185 mm
Typ Beutel	Probenbeutel Aufbewahrungsbeutel
Typ Verschluss/ Deckel	Bügelverschluss
TBST MAX	82 °C
TBST MIN	-210 °C
Dicke	0.64 mm

