



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Whirl Pak® Kunststoffbeutel mit Schriftfeld und Filter, 150x230 mm, steril, PE

98,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Whirl-Pak® Beutel aus PE mit Beschriftungsfeld und Filter

Die Beutel verfügen über eine Filterschicht aus fein perforiertem Polyethylen, um die Flüssigkeit und die Feststoffe zu trennen, so dass die Probe leicht pipettiert werden kann. Der Filter ist an den Seiten und am Boden in den Umfang des Beutels eingeschlossen, so dass die Probe auf beiden Seiten in den Beutel gelegt werden kann. Die Flüssigkeit wird durch den Filter übertragen, aber die Feststoffe bleiben auf einer Seite.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-7158
Hersteller (Marke)	Whirl Pak
EAN	4058072154981
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (klar)
Material	Low-Density-Polyethylen (LDPE)
Volumen	710 ml
steril	Ja
Beutel Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel mit Filter mit Beschriftungsfeld
Breite	150 mm
Länge	230 mm
Typ Beutel	Probenbeutel Aufbewahrungsbeutel
Typ Verschluss/ Deckel	Bügelverschluss
TBST MAX	82 °C
TBST MIN	-210 °C
Dicke	1.02 mm

