











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



Whirl Pak® Kunststoffbeutel mit Schriftfeld, 12,5 x 7,5 cm (L xB)

29,50 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Vielseitige **Proben-Beutel** besonders geeignet für Flüssigproben zur Lebensmittel-, Wasser- und Abwasseruntersuchung, aber auch für biologische oder chemische Proben.

Zum Öffnen und Verschließen des Beutels ist die Einfüllöffnung auf beiden Seiten mit einem Metallbügel hinterlegt, der auch die Öffnung immer straff hält.

Zum hermetischen Verschließen den Beutel am Metallbügel festhalten und mehrfach um die eigene Achse schleudern, dann die beiden Enden des Metallbügels einschlagen und festdrücken. Der Whirl-Pak® kann so oft wie erforderlich geöffnet und verschlossen werden.

Eine starke Schweißnaht an allen Seiten garantiert zusätzliche Sicherheit.

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	1-7138
Hersteller (Marke)	Whirl Pak
EAN	4058072045319
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (klar)
Material	Low-Density-Polyethylen (LDPE)
Volumen	60 ml
steril	Ja
Beutel Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel mit Beschriftungsfeld
Breite	75 mm
Länge	125 mm
Typ Beutel	Probenbeutel Aufbewahrungsbeutel
Typ Verschluss/ Deckel	Bügelverschluss
TBST MAX	82 °C
TBST MIN	-210 °C
Dicke	0.57 mm

